

Gradia® Direct LoFlo z GC



Kompozyt płynny o wysokiej gęstości z mikro wypełniaczem hybrydowym opracowanym w technologii HDR.

Gradia® Direct LoFlo, **pierwszy płynny** materiał nie tylko do podścielania i **ostatecznych wypełnień** ubytków klasy V lecz również ubytków klasy I, II i III.

Nowy płynny materiał do wypełnień o niezwykłych właściwościach fizycznych dzięki innowacyjnej technologii HDR, High Density Radiopaque wprowadzonej przez GC.

trwałość - niezawodność - estetyka




GC




Wysoka odporność na ścieranie i niski skurcz polimerazyjny

Gradia®Direct LoFlo dzięki zastosowaniu unikalnej technologii HDR (High-Density Radiopaque) osiąga doskonałą stabilność. **Odporność na ścieranie i wytrzymałość na złamania** jest porównywalna z nowoczesnymi kompozytami do wypełnień w odcinku bocznym, a ponadto posiada o **55% mniejszy skurcz** niż dostępne na rynku wiodące kompozyty płynne.

Skurcz polimerazyjny - % objętości



Abrazja (µm)



Niezawodność

Prepolimerizowany wypełniacz opracowany w technologii HDR zawierający nano cząsteczki krzemionki znacznie zwiększa **trwałość, polerowalność i kontrastowość** na zdjęciach rtg. Zawartość szkła fluoro-glinowo-krzemowego daje dodatkową ochronę przed wystąpieniem próchnicy wtórnej.



Niezwykła łatwość stosowania

Optymalna **lepkość** Gradia®Direct LoFlo pozwala na doskonałą **adaptację** do ubytku, łatwo zachowuje nadany kształt, nie klei i nie ciągnie się podczas modelowania niezależnie od wybranego rodzaju instrumentu lub pędzelka. Dzięki wyjątkowej kompozycji zbliżonej do Gradia®Direct, 7 odcieni Gradia®Direct LoFlo umożliwia wykonanie niewidocznych wypełnień, które nie odróżniają się od otaczającej je struktury zęba.



Opakowania

2 strzykawkę po 1,3 g (0,8 ml), 4 metalowe końcówki aplikujące i 2 nakrętki chroniące przed światłem. Dostępny w 7 odcieniach: A1, A2, A3, A3.5, AO3 (zębina opakerowa), CV (odcienie do szyjek) i BW (biały do zębów wybielanych).



Akcesoria

Końcówki aplikujące - metalowe lub plastikowe, 20 sztuk.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
E-mail: poland@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

